


## Recubrimiento de dispositivos médicos y componentes



SP Medical ha desarrollado una amplia gama de recubrimientos hidrófobos, hidrofílicos y curables por UV para la optimización de diferentes características del producto.

Las principales características son: baja fricción, aislamiento eléctrico, resistencia química, resistencia a marcas y rasguños.

Los recubrimientos están especialmente diseñados para dispositivos y componentes tales como: guías de alambre, agujas, electrodos, tubos, espirales, núcleos, displays, etc.

Los recubrimientos, que pueden aplicarse por pulverización o por inmersión, se ofrecen en los colores siguientes:


- Azul
- Negro
- Verde
- Gris
- Transparente

Una característica especial que ofrecemos es el masking o recubrimiento parcial.

### Modo de entrega

Bulk OEM

### Productos individualizados a petición



SP Medical desarrolla, fabrica y suministra productos plásticos y soluciones de superficie para la industria de equipos médicos y la industria farmacéutica en todo el mundo. Nuestras capacidades principales son: moldeo por inyección, tratamiento de superficies y procesamiento de productos plásticos. En nuestras modernísimas instalaciones situadas en Dinamarca y Polonia fabricamos componentes, dispositivos médicos, productos de un solo uso y tabletas con principios farmacéuticos activos.

Además, a un número de productos les aplicamos recubrimientos que perfeccionan su rendimiento.

SP Medical es una empresa del SP Group A/S, grupo de plásticos internacional que tiene su sede central en Dinamarca y cotiza en la bolsa NASDAQ OMX Copenhagen.

[www.sp-medical.com](http://www.sp-medical.com)