


Guía de alambre CHAMPION para PTCA con punta extrarrígida para estenosis graves



**Dimensión**

Ø 0,014" / 0,36 mm

**Longitud**

195 cm

300 cm

**Forma de la punta distal**

Recta

Punta en "J"

**Rigidez de la zona del stent**

Estándar

**Rigidez de la punta (gramo fuerza)**

3,0grs.

4,5grs.

6,0grs.

9,0grs.

12,0grs.

**Longitud radiopaca**

3 cm

**Superficie del espiral**

Sin recubrimiento, acero inoxidable

Recubrimiento hidrofílico

**Superficie de la guía**

Recubrimiento de PTFE

**Modo de entrega**

Estéril, provista del marchamo CE

Bulk OEM



SP Medical desarrolla, fabrica y suministra productos plásticos y soluciones de superficie para la industria de equipos médicos y la industria farmacéutica en todo el mundo. Nuestras capacidades principales son: moldeo por inyección, tratamiento de superficies y procesamiento de productos plásticos. En nuestras modernísimas instalaciones situadas en Dinamarca y Polonia fabricamos componentes, dispositivos médicos, productos de un solo uso y tabletas con principios farmacéuticos activos.

Además, a un número de productos les aplicamos recubrimientos que perfeccionan su rendimiento.

SP Medical es una empresa del SP Group A/S, grupo de plásticos internacional que tiene su sede central en Dinamarca y cotiza en la bolsa NASDAQ OMX Copenhagen.

[www.sp-medical.com](http://www.sp-medical.com)