


Guía de alambre CHAMPION para PTCA: uso cardiológico



**Dimensión**

Ø 0,014" / 0,36 mm

**Longitud**

175 cm  
195 cm  
300 cm

**Forma de la punta distal**

Recta  
Punta en "J"

**Rigidez de la zona del stent**

Estándar  
Extrarrígida

**Rigidez de la punta**

Estándar  
Intermedia  
Flexible  
Extraflexible

**Longitud radiopaca**

3 cm  
30 cm

**Superficie del espiral**

Sin recubrimiento, acero inoxidable  
Recubrimiento hidrofílico  
Recubrimiento de silicona

**Superficie de la guía**

Recubrimiento de PTFE

**Modo de entrega**

Estéril, provista del marchamo CE  
Bulk OEM



SP Medical desarrolla, fabrica y suministra productos plásticos y soluciones de superficie para la industria de equipos médicos y la industria farmacéutica en todo el mundo. Nuestras capacidades principales son: moldeo por inyección, tratamiento de superficies y procesamiento de productos plásticos. En nuestras modernísimas instalaciones situadas en Dinamarca y Polonia fabricamos componentes, dispositivos médicos, productos de un solo uso y tabletas con principios farmacéuticos activos.

Además, a un número de productos les aplicamos recubrimientos que perfeccionan su rendimiento.

SP Medical es una empresa del SP Group A/S, grupo de plásticos internacional que tiene su sede central en Dinamarca y cotiza en la bolsa NASDAQ OMX Copenhagen.

[www.sp-medical.com](http://www.sp-medical.com)