

Guía de alambre Seldinger



Dimensiones

Ø 0,018" / 0,46 mm
Ø 0,021" / 0,53 mm
Ø 0,025" / 0,63 mm
Ø 0,028" / 0,71 mm
Ø 0,032" / 0,81 mm
Ø 0,035" / 0,89 mm
Ø 0,038" / 0,96 mm

Longitud

De 30 a 450 cm

Superficie

Acero inoxidable
Recubrimiento de PTFE

Forma de punta distal

Punta recta
Radio de punta en "J": 1,5 mm; 3 mm;
6 mm; 15 mm

Longitud flexible distal

Punta flexible estándar de 4,5 cm


Rigidez de la guía

Estándar
Extrarrígida
A petición del cliente

Modo de entrega

Estéril, provisto del marchamo CE
Bulk OEM

Productos individualizados a petición



SP Medical desarrolla, fabrica y suministra productos plásticos y soluciones de superficie para la industria de equipos médicos y la industria farmacéutica en todo el mundo. Nuestras capacidades principales son: moldeo por inyección, tratamiento de superficies y procesamiento de productos plásticos. En nuestras modernísimas instalaciones situadas en Dinamarca y Polonia fabricamos componentes, dispositivos médicos, productos de un solo uso y tabletas con principios farmacéuticos activos.

Además, a un número de productos les aplicamos recubrimientos que perfeccionan su rendimiento.

SP Medical es una empresa del SP Group A/S, grupo de plásticos internacional que tiene su sede central en Dinamarca y cotiza en la bolsa NASDAQ OMX Copenhagen.

www.sp-medical.com