

## Guía de alambre Seldinger de doble extremo



### Dimensiones

Ø 0,025" / 0,63 mm  
Ø 0,032" / 0,81 mm  
Ø 0,035" / 0,89 mm  
Ø 0,038" / 0,96 mm

### Longitud

De 50 a 450 cm

### Superficie

Acero inoxidable  
Recubrimiento de PTFE

### Forma de la punta

Radio de punta en "J": 1,5 mm, 3 mm,  
6 mm, 15 mm por un extremo, y punta  
recta por el otro

### Longitud de punta flexible

Punta flexible estándar de 5 cm


### Rigidez de la guía

Estándar  
Extrarrígida  
A petición del cliente

### Modo de entrega

Estéril, provisto del marchamo CE  
Bulk OEM

### Productos individualizados a petición



SP Medical desarrolla, fabrica y suministra productos plásticos y soluciones de superficie para la industria de equipos médicos y la industria farmacéutica en todo el mundo. Nuestras capacidades principales son: moldeo por inyección, tratamiento de superficies y procesamiento de productos plásticos. En nuestras modernísimas instalaciones situadas en Dinamarca y Polonia fabricamos componentes, dispositivos médicos, productos de un solo uso y tabletas con principios farmacéuticos activos.

Además, a un número de productos les aplicamos recubrimientos que perfeccionan su rendimiento.

SP Medical es una empresa del SP Group A/S, grupo de plásticos internacional que tiene su sede central en Dinamarca y cotiza en la bolsa NASDAQ OMX Copenhagen.

[www.sp-medical.com](http://www.sp-medical.com)