


CHAMPION PTCA Führungsdrähte – Spitze in Hochleistungsausführung für äußerst stenosierte Läsionen



**Abmessung**

Ø 0.014" / 0,36 mm

**Länge**

195 cm

300 cm

**Distale Spitze**

Gerade

J-förmig

**Stentzonensteife**

Standard

**Spitzensteife (Gram Force)**

3,0 gf

4,5 gf

6,0 gf

9,0 gf

12,0 gf

**Röntgendichte Länge**

3 cm

**Spiralenoberfläche**

Unbeschichtet – Edelstahl

Hydrophilbeschichtet

**Schaftoberfläche**

PTFE-beschichtet

**Bereitstellung**

Steril – CE-Kennzeichnung

Mehrstückpackung – OEM-Hersteller



Auf unsere Kernkompetenzen in Spritzguss, Oberflächenbearbeitung und Kunststoffveredelung bauend, befassen wir uns mit der Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung kunststoffbasierter Lösungen und Beschichtungen für die globale Pharmaindustrie und medizinische Technik. In unseren hochmodernen Prozessanlagen in Dänemark und Polen stellen wir Komponenten, medizinische Produkte, Einwegartikel und Tabletten mit aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen her. Wir veredeln eine Reihe von Produkten mit funktionsverbessernden Belägen.

SP Medical ist ein Unternehmen der SP Group A/S, einem internationalen Kunststoffkonzern mit Hauptsitz in Dänemark. SP Group ist an der NASDAQ OMX Copenhagen notiert.

[www.sp-medical.com](http://www.sp-medical.com)