

CHAMPION PTCA Führungsdrähte – Kardiologie



Abmessung

Ø 0,014" / 0,36 mm

Länge

175 cm

195 cm

300 cm

Distale Spitze

Gerade

J-förmig

Stentzonensteife

Standard

Extrastarke Ausführung

Spitzensteife

Standard

Mittel

Flexibel

Extra flexibel

Röntgendichte Länge

3 cm

30 cm

Spiralenoberfläche

Unbeschichtet – Edelstahl

Hydrophilbeschichtet

Silikonbeschichtet

Schaftoberfläche

PTFE-beschichtet

Bereitstellung

Steril – CE-Kennzeichnung

Mehrstückpackung – OEM-Hersteller



Auf unsere Kernkompetenzen in Spritzguss, Oberflächenbearbeitung und Kunststoffveredelung bauend, befassen wir uns mit der Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung kunststoffbasierter Lösungen und Beschichtungen für die globale Pharmaindustrie und medizinische Technik. In unseren hochmodernen Prozessanlagen in Dänemark und Polen stellen wir Komponenten, medizinische Produkte, Einwegartikel und Tabletten mit aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen her. Wir veredeln eine Reihe von Produkten mit funktionsverbessernden Belägen.

SP Medical ist ein Unternehmen der SP Group A/S, einem internationalen Kunststoffkonzern mit Hauptsitz in Dänemark. SP Group ist an der NASDAQ OMX Copenhagen notiert.

www.sp-medical.com