

Führungsdrähte nach Schüller



Abmessungen

Ø 0.025" / 0,63 mm
Ø 0.035" / 0,89 mm

Länge

70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
150 cm

Oberfläche

Edelstahl
PTFE-Beschichtung

Distale Spitze

Gerade
J-förmig, Radius: 1,5 – 3 – 6 – 15 mm

Distale, flexible Länge

5 cm
7 cm
10 cm


Proximale flexible Länge

30 cm
33 cm
35 cm
38 cm
40 cm
43 cm
45 cm
50 cm
53 cm
55 cm
60 cm
63 cm
65 cm

Bereitstellung

Steril – CE-Kennzeichnung
Mehrstückpackung – OEM-Hersteller

Maßgeschneiderte Produkte auf Anfrage



Auf unsere Kernkompetenzen in Spritzguss, Oberflächenbearbeitung und Kunststoffveredelung bauend, befassen wir uns mit der Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung kunststoffbasierter Lösungen und Beschichtungen für die globale Pharmaindustrie und medizinische Technik. In unseren hochmodernen Prozessanlagen in Dänemark und Polen stellen wir Komponenten, medizinische Produkte, Einwegartikel und Tabletten mit aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen her. Wir veredeln eine Reihe von Produkten mit funktionsverbessernden Belägen.

SP Medical ist ein Unternehmen der SP Group A/S, einem internationalen Kunststoffkonzern mit Hauptsitz in Dänemark. SP Group ist an der NASDAQ OMX Copenhagen notiert.

www.sp-medical.com