

Führungsdrähte nach Seldinger – doppelendig



Abmessungen

Ø 0.025" / 0,63 mm
Ø 0.032" / 0,81 mm
Ø 0.035" / 0,89 mm
Ø 0.038" / 0,96 mm

Länge

50 – 450 cm

Oberfläche

Edelstahl
PTFE-Beschichtung

Form der Spitze

J-förmig, Radius: 1,5 – 3 – 6 – 15 mm an einem Ende, gerade Spitze am anderen Ende

Länge der flexiblen Spitze

Standard 5 cm flexible Spitze


Schaftsteife

Standard
Extrastarke Ausführung
Je nach Kundenwunsch

Bereitstellung

Steril – CE-Kennzeichnung
Mehrstückpackung – OEM-Hersteller

Maßgeschneiderte Produkte auf Anfrage



Auf unsere Kernkompetenzen in Spritzguss, Oberflächenbearbeitung und Kunststoffveredelung bauend, befassen wir uns mit der Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung kunststoffbasierter Lösungen und Beschichtungen für die globale Pharmaindustrie und medizinische Technik. In unseren hochmodernen Prozessanlagen in Dänemark und Polen stellen wir Komponenten, medizinische Produkte, Einwegartikel und Tabletten mit aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen her. Wir veredeln eine Reihe von Produkten mit funktionsverbessernden Belägen.

SP Medical ist ein Unternehmen der SP Group A/S, einem internationalen Kunststoffkonzern mit Hauptsitz in Dänemark. SP Group ist an der NASDAQ OMX Copenhagen notiert.

www.sp-medical.com