

Guide wire hydrophile – âme Nitinol



Dimensions

Ø 0,018" / 0,46 mm
Ø 0,025" / 0,63 mm
Ø 0,032" / 0,81 mm
Ø 0,035" / 0,89 mm
Ø 0,038" / 0,96 mm

Longueur

80 à 260 cm

Surface

Revêtement hydrophile - noir

Forme de l'extrémité distale

Coudée
Droite
Déformable

Rigidité de l'axe

Standard
Très rigide


Rigidité de l'extrémité

Standard
Mou
Souple

Mode de livraison

Stérile – marque CE
Vrac OEM

Produits personnalisés sur demande



SP Medical développe, produit et fournit des solutions de surface et en matière plastique destinées aux industries médicale et pharmaceutique internationales. Nos techniques clés sont le moulage par injection, le traitement de surface et le traitement des produits en plastique. Dans nos usines de pointe au Danemark et en Pologne, nous produisons des composants, des solutions pour l'industrie médicale, des solutions jetables

et des comprimés de substances pharmaceutiques actives, et nous appliquons des revêtements renforçant les performances de différents produits.

La société SP Medical fait partie de SP Group A/S, un Groupe international spécialisé dans le plastique et dont le siège est situé au Danemark. Le Groupe SP est coté à la Bourse NASDAQ OMX Copenhagen.

www.sp-medical.com